



Confortable Plus Duo

Asiento completo - estabiliza cabeza, tronco y piernas

El asiento con apoyos laterales y reposacabezas combina las funciones de respaldo y asiento. Estabiliza las caderas y proporciona a los usuarios una posición cómoda con la posibilidad de acomodar la curvatura de la columna vertebral, lo que permite un mejor control de la postura.

Características de producto



La combinación de cojín y respaldo crea un asiento completo auto portante. Esta solución estabiliza perfectamente la pelvis y el torso. Gracias a la estabilización, aumenta el confort y la seguridad de los usuarios con altas tensiones musculares. Sin embargo, en las personas con atrofia muscular, el asiento permite un posicionamiento correcto del cuerpo aumentando la estabilidad.



Al formar una pendiente en la parte delantera del cojín y los canales para un posicionamiento conveniente de los muslos, proporciona la capacidad de crear una posición muy encajada para la pelvis. Puede animar especialmente a los niños, a trabajar más duro para mantener una posición adecuada del torso, mientras que aumenta la estabilidad y la seguridad al sentarse, evitando que el cuerpo se resbale.



Un amplio reposacabezas ayuda a mantener la posición correcta de la cabeza. Los apoyos laterales proporcionan una posición ideal para el usuario. Para las personas con curvatura de la columna vertebral, el riesgo de deformidades de la columna se reduce. Para las personas con control reducido de la cabeza, ayuda a mantener la cabeza en la posición correcta.



La forma de cojín modelado reduce la presión excesiva sobre los elementos óseos durante largos periodos de tiempo. Esto reduce el riesgo de escaras. También es posible colocar al usuario en una posición acostada o semi-acostada. Asiento con una cuña que estabiliza las extremidades, la cabeza y el torso.



Este cojín puede ser un asiento independiente o un complemento del respaldo y del asiento en una silla de ruedas.



Accesorios

Incluido

- Bomba de mano
- Cincha de neopreno


Adicional

- Bomba eléctrica
- Cincha de montaje
- Funda flexible con foam
- Tubo




Instrucciones de uso


Bomba de aire




1 Saque la manguera del mango de la bomba.




2 Enrosca la manguera en la válvula del cojín y espera hasta que el cojín esté lo suficientemente blando.




3 Haga el modelado de la forma previa



4 Conecte la bomba de aire a la manguera y aspire el aire hasta que se alcance la dureza deseada.




5 Desenrosque la manguera del cojín y enrosque el tapón de seguridad en la válvula.



6 Para cambiar la forma, enrosque la manguera en la válvula, espere a que el cojín se ablande y luego repita los puntos del 2 a 5.


Bomba de aire eléctrica




1 Desenrosque el tapón de la válvula, enrosque la manguera en la válvula del cojín, presione la otra parte en el enchufe SOFT y encienda la bomba. Espere hasta que el cojín esté lo suficientemente blando, entonces apaga la bomba.



2 Haga el modelado de la forma previa



3 Cambie la posición de la manguera en la bomba de aire electrónica de SOFT a HARD y enciéndala para aspirar el aire hasta que se alcance la dureza deseada.



4 Desenrosque la manguera y coloque el tapón en el cojín



Lavado y desinfección.

Los cojines Stabilo están hechos de neopreno cubierto con tela de nylon. Son muy duraderos y completamente impermeables. Se pueden lavar bajo agua corriente, en una bañera o en una lavadora hasta 40°C usando detergentes para telas artificiales. Es posible usar preparados desinfectantes aplicados para desinfectar la ropa médica. Después del lavado, el producto conserva sus dimensiones y propiedades.



Garantía

Cada cojín del sistema Stabilo, como dispositivo médico, está cubierto por una garantía de 24 meses. Después de este período, ofrecemos un servicio de reparación.

Stabilo Velcro

El chaleco universal apoya la corrección y estabilización del torso y puede ayudar a prevenir la anteversión. Esta solución permite su sujeción, la fijación de otros artículos como correas de fijación o a asientos fijos. Todos los All Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo, Bath Bagel, Wedge, Roll, Flat, Banana se producen siempre en la versión de velcro. Otros productos pueden ser ordenados opcionalmente con velcro.

Certificados



Los materiales utilizados en el Stabilo System Cushion están certificados como antibacterianos.



El Multiseat usado como asiento de coche está aprobado por la ECE R44/04.



Los materiales utilizados en el Cojín del Sistema Stabilo están certificados como incombustibles.




Los materiales utilizados en el Stabilo System Cushion no contienen látex.

| Nombre | Tipo | Standard ID | Velcro ID | Dimensiones [cm] | | | |
|--------|------|-------------|-----------|------------------|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D |


| Base | | | | | |
|------|---------|-----------|----|----|--|
| S | 2990583 | 2990583/V | 25 | 38 | |
| S+ | 2990585 | 2990585/V | 35 | 35 | |
| M | 2990584 | 2990584/V | 40 | 40 | |
| M+ | 2991160 | 2991160/V | 45 | 45 | |
| L | 2990586 | 2990586/V | 50 | 50 | |




| Base Hilo | | | | | |
|-----------|---------|-----------|----|----|--|
| S | 2990776 | 2990776/V | 25 | 38 | |
| S+ | 2990777 | 2990777/V | 35 | 35 | |
| M | 2990778 | 2990778/V | 40 | 40 | |
| M+ | 2990779 | 2990779/V | 45 | 45 | |
| L | 2990780 | 2990780/V | 50 | 50 | |



| Comfortable | | | | | |
|-------------|---------|-----------|----|----|--|
| S | 2990587 | 2990587/V | 52 | 40 | |
| M | 2990588 | 2990588/V | 56 | 50 | |
| L | 2990589 | 2990589/V | 70 | 50 | |




| Comfortable Plus | | | | | |
|------------------|--|-----------|----|----|----|
| S | | 2991031/V | 30 | 50 | 28 |
| M | | 2991032/V | 35 | 60 | 28 |
| L | | 2991033/V | 40 | 75 | 35 |
| XL | | 2991034/V | 45 | 75 | 85 |




| Nombre | Tipo | Standard ID | Velcro ID | Dimensiones [cm] | | | |
|--------|------|-------------|-----------|------------------|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D |

| Comfortable Plus Duo | | | | | |
|----------------------|--|-----------|----|-----|----|
| S | | 2991035/V | 30 | 80 | 28 |
| M | | 2991036/V | 35 | 95 | 28 |
| L | | 2991037/V | 40 | 115 | 35 |
| XL | | 2991038/V | 45 | 120 | 85 |



| Comfortable Plus Duo Hilo | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|----|-----|----|
| S | | 2990781/V | 30 | 80 | 28 |
| M | | 2990782/V | 39 | 95 | 28 |
| L | | 2990783/V | 40 | 115 | 35 |
| XL | | 2990784/V | 45 | 120 | 85 |



| Headrest | | | | | |
|----------|--|-----------|----|----|----|
| M | | 2990618/V | 15 | 30 | 14 |
| L | | 2990708/V | 20 | 35 | 17 |



| Armrest | | | | | |
|---------|--|-----------|----|----|--|
| M | | 2991261/V | 20 | 30 | |
| L | | 2991262/V | 25 | 45 | |



| Grande | | | | | |
|--------|---------|-----------|-----|-----|--|
| M | 2990872 | 2990872/V | 70 | 160 | |
| M+ | 2991163 | 2991163/V | 90 | 200 | |
| L | 2990591 | 2990591/V | 130 | 200 | |




| Nombre | Tipo | Standard ID | Velcro ID | Dimensiones [cm] | | | |
|--------|------|-------------|-----------|------------------|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D |

| Beanseat | | | | | |
|----------|---------|-----------|----|-----|----|
| M | 2991281 | 2991281/V | 60 | 80 | 50 |
| L | 2991282 | 2991282/V | 70 | 100 | 70 |



| Multiseat | | | | | |
|-----------|---------|--|----|----|-------------|
| M | 2991296 | | 38 | 35 | 53-62 49-58 |
| L | 2991297 | | 42 | 40 | 73-82 69-78 |



| Flat | | | | | |
|------|--|-----------|-----|----|---|
| M | | 2990745/V | 80 | 50 | 6 |
| L | | 2990746/V | 100 | 50 | 8 |



| Banana | | | | | |
|--------|--|-----------|----|----|--|
| S | | 2990737/V | 50 | 25 | |
| M | | 2990738/V | 55 | 35 | |
| L | | 2990739/V | 80 | 35 | |



| Roll | | | | | |
|------|--|-----------|----|----|--|
| S | | 2990740/V | 50 | 25 | |
| M | | 2990741/V | 50 | 35 | |
| M+ | | 2990742/V | 80 | 18 | |
| L | | 2990743/V | 80 | 25 | |
| XL | | 2990744/V | 80 | 35 | |




| Nombre | Tipo | Standard ID | Velcro ID | Dimensiones [cm] | | | |
|--------|------|-------------|-----------|------------------|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D |


| Wedge | | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|--|--|--|
| M | 2990611/V | 40 | 40 | 25 | | | |
| L | 2990613/V | 45 | 60 | 40 | | | |



| Bath Bagel | | | | | | | |
|------------|-----------|----|----|----|----|--|--|
| S | 2990755/V | 30 | 35 | 10 | 12 | | |
| M | 2990754/V | 35 | 37 | 12 | 17 | | |
| M+ | 2990768/V | 45 | 55 | 12 | 17 | | |
| L | 2990723/V | 45 | 60 | 17 | 22 | | |




| Bomba de aire de mano | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| U | 2990641 | | | | | | |



| Bomba de aire eléctrica | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| U | 2990605 | | | | | | |




| Cable para enchufe coche | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| U | 2990606 | | | | | | |



| Pack de baterías | | | | | | | |
|------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| U | 2990607 | | | | | | |



| Cincha de neopreno | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----|---|--|--|--|--|
| M | 2991269/V1 | 130 | 9 | | | | |
| L | 2991269/V2 | 160 | 9 | | | | |



| Nombre | Type | Standard ID | Velcro ID | Dimensiones [cm] | | | |
|--------|------|-------------|-----------|------------------|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D |

| Cincha de montaje | | | | | | | |
|-------------------|---------|-----|---|--|--|--|--|
| U | 2991273 | 140 | 5 | | | | |



| Peto estabilizador | | | | | | | |
|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| U | 2990610 | | | | | | |



| Pantalón abductor | | | | | | | |
|-------------------|---------|----|----|--|--|--|--|
| M | 2990730 | 40 | 28 | | | | |
| L | 2990731 | 50 | 35 | | | | |




| Sistema de sujeción de reposacabezas | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| U | 2991287 | | | | | | |



| Splint - sistema de sujeción de reposabrazos | | | | | | | |
|--|---------|----|----|--|--|--|--|
| U | 2991263 | 30 | 10 | | | | |



| Cubierta de membrana para Grande | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| M | 2990734 | | | | | | |
| M+ | 2990735 | | | | | | |
| L | 2990736 | | | | | | |




| Cubierta de membrana para Beanseat | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| M | 2990732 | | | | | | |
| L | 2990733 | | | | | | |




| Nombre | Tipo | Standard ID | Velcro ID | Dimensiones [cm] | | | |
|--------|------|-------------|-----------|------------------|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D |

| Cubierta flexible con espuma para Comfortable Plus Duo | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| S | 2990771 | | | | | | |
| M | 2990772 | | | | | | |
| L | 2990773 | | | | | | |
| XL | 2990774 | | | | | | |



| Cubierta flexible con espuma para Multiseat | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|--|--|--|
| M | 2990792 | | | | | | |
| L | 2990793 | | | | | | |



| Tubo | | | | | | | |
|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| U | 2990784 | | | | | | |



| Beanroller - Base de movilidad | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|-----|----|----|----|--|--|
| M | 2990770 | 80 | 60 | 44 | 66 | | |
| L | 2990769 | 100 | 70 | 50 | 66 | | |



| Armadio | | | | | | | |
|---------|---------|----|-----|--|--|--|--|
| M+ | 2990747 | 90 | 200 | | | | |

