



Roll

Cojín con **forma de rodillo** mediante sistema al vacío para la terapia de alineación.

Funciones



Para la rehabilitación motora.

Permite



- Abducción de las extremidades, estabilizar el cuerpo y sus partes individuales.
- Readaptar la forma tantas veces como sea necesario.

Cuadro de medidas

Nombre	Tipo	Estándar ID	Velcro ID	Dimensiones [cm]			
				A	B	C	D

Roll							
	S		2990740/V	50	25		
	M		2990741/V	50	35		
	M+		2990742/V	80	18		
	L		2990743/V	80	25		
	XL		2990744/V	80	35		



Wedge

Cojín con **forma de cuña** mediante sistema al vacío para la terapia de alineación.

Funciones



Para la rehabilitación motora.

Permite



- Posicionar al usuario durante terapia rehabilitadora.
- Readaptar la forma tantas veces como sea necesario.

Cuadro de medidas

Nombre	Tipo	Estándar ID	Velcro ID	Dimensiones [cm]			
				A	B	C	D

Wedge							
	M		2990611/V	40	40	25	
	L		2990613/V	45	60	40	

