

MATERIAL DE FRESADO


FLEX Espuma PUR HR. Máximo confort.
Recomendado para adulto

MIX Bidensidad. Mayor control lateral

FIRM Plastazote. Control total

TOMA DE MEDIDAS

-  Altura
-  Profundidad
-  Ancho




MEDIDAS USUARIO

ANCHO
TROCANTER



PROFUNDIDAD
PIERNAS HASTA POPLÍTEO



ANCHO
A NIVEL POPLÍTEO



Observaciones


Medidas imprescindibles.

En caso de no tener estas medidas, Handy Free Solutions no se hace responsable de las mismas en el producto final.


¡TOME LAS MEDIDAS (CM) DEL PACIENTE, CON ROPA AJUSTADA Y USUARIO SENTADO!

CONFIGURACIÓN DEL COJÍN

ALTURA DE COJÍN



Por encima
tubos



Entre tubos
Indicar distancia
entre centros (cm)



Diámetro tubo



ESTILO TACO ABDUCTOR



Base plana
sin taco ABD




Base con
forma
taco ABD
incorporado





Base plana
con taco
ABD a
medida
extraíble

CON CARGO


ESTILO DE COJÍN



Rectangular



Trapezoidal



ACABADOS DEL ASIENTO




Carcasa ABS
5 mm




Pintado


BASCULACIÓN PÉLVICA



Mantener
retroversión




Neutralizar
basculación




Mantener
anteversión

OBLICUIDAD PÉLVICA



Mantener
oblicuidad




Corregir
oblicuidad

ROTACIÓN PÉLVICA



Mantener
rotación



Corregir
rotación
Neutralizar/alinear

CORRECCIÓN DE RÁFAGA




Mantener
ráfaga




Corregir
ráfaga

CONTRACTURAS DE CADERA




Respetar
flexión
de cadera

Derecha
Izquierda



Neutralizar
cadera

Derecha
Izquierda



Respetar extensión
de cadera

Derecha
Izquierda

INSERTO EN VISCOELÁSTICO
(indicar zona)
CON CARGO

FUNDAS

☐ Color 1ª funda☐ Color 2ª funda**30% DTO.**
en la 2ª unidad

3D TRANSPIRABLE



1ª funda

Azul eléctrico
W01-AZMorado
W01-MVerde lima
W01-VRojo
W01-RNegro
W01-NGris
W01-G

SUPLEMENTO EXTRATRANSPIRABLE INTERNO

SPACEX Blanco 1 cm
W04-B

2ª funda

CON CARGO


IMPERMEABLE



1ª funda

Negro
76277Azul marino
76279Morado
76278


2ª funda



COMPLEMENTOS DEL COJÍN



ARNESES



Arnés pélvico

	A	B	C	D	E	F
XXS	21	12	4,5			
XS	22	14,5	5,5			
S	24	17	6			
M	27	19	7			
L	32	22	7			
A MEDIDA						

P30257408AXXS

P30257408AXS

P30257408AS


P30257408AM

P30257408AL

P30257408A



CINTURONES



Cinturón pélvico
2 puntos

XXS	22	5				
XS	25	5				
S	30	6				
M	40	7				
L	50	8				
A MEDIDA						

P30257408/XXS


P30257408/XS

P30257408/S

P30257408/M

P30257408/L

P30257408



Cinturón pélvico
4 puntos

XXS	22	5				
XS	25	5				
S	30	6				
M	40	7				
L	50	8				
A MEDIDA						

P302574084P/XXS

P302574084P/XS

P302574084P/S

P302574084P/M

P302574084P/L

P302574084P