



BIPEDESTADOR HANDYSTAND

El bipedestador debe proporcionar una correcta alineación anatómica del tronco y las extremidades inferiores. Con ello conseguimos posicionar al paciente en bipedestación cuando el control motor es inadecuado para permitirle estar de pie.

Interior de plastazote



Exterior de termoplástico decorado

COLORES TERMOPLÁSTICOS

+ de 20 modelos de transfer a elegir



COLORES PLASTAZOTE INTERNO



De 0 a 5 años



CARACTERÍSTICAS

Bipedestador realizado mediante tecnología CAD-CAM a través de la toma de medidas. Mantiene al paciente con déficit motor en postura bípeda sobre una base con ruedas.

INDICACIONES

Indicado para niñ@s a partir de los 10-12 meses hasta 5 años que precisan una postura bípeda con el propósito de:

- Estimular la formación ósea.
- Prevenir y reducir deformidades musculoesqueléticas.
- Evitar retracciones musculares.
- Mejorar la propiocepción corporal.
- Aumentar la interacción del niño con el entorno.



COMPLEMENTOS DEL BIPEDESTADOR

REPOSACABEZAS




Plano




A medida


CINTURONES



Peto



Peto en "Y"



Peto torácico



Guías altas peto i arnés

TEJIDO PERSONALIZADO PARA CINTURONES (*negro de serie)



Negro*



Gris



Naranja



Rojo



Rosa



Azul



CHASIS



HANDYSTAND