



Banana

Cojín con **forma de media luna** moldeable mediante sistema al vacío para estabilización de las extremidades superiores.



Funciones



Estabilizar extremidades superiores.

Permite




- Dar soporte a la mano y antebrazo.
- Aliviar presiones extremidades superiores.
- Readaptar la forma tantas veces como sea necesario.

Cuadro de medidas

Nombre	Tipo	Estándar ID	Velcro ID	Dimensiones [cm]			
				A	B	C	D

Banana							
	S		2990737/V	50	25		
	M		2990738/V	55	35		
	L		2990739/V	80	35		



Accesorios

Incluido

- Bomba manual

Adicional

- Bomba eléctrica
- Cincha de neopreno
- Cincha de montaje
- Tubo