



Beanseat

Puf estabilizador de pelvis, tronco y cabeza, moldeable mediante sistema al vacío para ajustarse a la forma del cuerpo del paciente.

Funciones



Acomodar al usuario en una posición sentada profunda o semi-acostada.

Permite



- Estabilización completa del cuerpo.
- Reforzar los efectos de la rehabilitación terapéutica al colocar al usuario en la posición deseada y correcta.
- Adaptar la rigidez del puf para conseguir una posición relajada o activa según la necesidad de cada momento.
- Reducir presión mediante el aumento de la base de contacto.
- Readaptar la forma tantas veces como sea necesario.

Cuadro de medidas

Nombre	Tipo	Estándar ID	Velcro ID	Dimensiones [cm]			
				A	B	C	D

Beanseat							
	M	2991281	2991281/V	60	80	50	40
	L	2991282	2991282/V	70	100	70	50
	XL	2990796	2990796/V	70	100	100	80



Accesorios

Incluido

- Bomba eléctrica
- Bolsa protectora

Adicional

- Cubierta con membrana
- Pantalones cortos que estabilizan la pelvis y proporcionan abducción de los muslos.
- Beanroller - base de movilidad
- Paquete de baterías
- Tubos

